

 **NOTA INFORMATIVA**

Denominazione: REFLEXX Care L550	
Data: 03/11/2017	
Rev: 00	

DESCRIZIONE: Guanto monouso non sterile

Materiale: lattice naturale (contenuto proteico < 50 µg/g)

Forma: ambidestro; cinque dita, bordino arrotolato

Colore: giallo tenue

Lunghezza minima: 240 mm

Spessore al palmo: 0.10mm (+/- 0.03)

Finitura: guanto esternamente microruvido; internamente senza polvere, clorinato e trattato con avena colloidale

Articolo/Taglie (CE EN 420): L550/XS (6) – L550/S (7) – L550/M (8) – L550/L (9) – L550/XL (10)

Imballo: 100 pezzi/scatola; 10 scatole/cartone

Carico di rottura (455-2:2009/A1): ≥ 6 N



CONFORMITA' E PRESTAZIONI



Dispositivo Medico CLASSE I Dir. 93/42/CEE – Dir 2007/47/CEE – EN 455 1,2,3, & 4

Dispositivo Protezione Individuale cat I solo per rischi minori – Dir. 89/686/EEC - EN420 – EN374

ISO 2859: AQL 1,5 (livello G1)

CONSIGLI DI UTILIZZO

- Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato, può essere utilizzato per usi generici
- Guanto privo di polvere, consigliato anche alle persone allergiche e/o sensibili all'amido di mais
- Guanto trattato con avena colloidale, effetto idratante

AVVERTENZE

- - Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo
- - Evitare il contatto con agenti aggressivi quali olii, grassi, acidi, idrocarburi ed altri aggressivi chimici
- - Il prodotto contiene lattice di gomma naturale che può causare reazioni allergiche (tipo I e IV)
- - Il guanto è un dispositivo soggetto a usura per cui si raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui si vedano imperfezioni
- - Indossare i guanti con le mani asciutte e pulite
- - Leggere attentamente la Nota Informativa prima dell'utilizzo del guanto

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Conservare i guanti nella confezione originale, in luogo asciutto.
Non esporre alla luce del sole e a fonti di calore.



I guanti devono essere smaltiti secondo le normative locali.