


 **NOTA INFORMATIVA**

<b>Denominazione: REFLEXX Care N350</b>	
<b>Data: 29/11/2018</b>	
<b>Rev: 01</b>	

**DESCRIZIONE:** Guanto monouso non sterile

**Materiale:** nitrile

**Forma:** ambidestro; cinque dita, bordino arrotolato

**Colore:** blu

**Lunghezza minima:** 240 mm

**Spessore al palmo:** 0.05 mm (+/- 0.03)


**Finitura:** esternamente microruvido; internamente senza polvere e clorinato

**Articolo/Taglie (CE EN 420):** N350/XS (6) – N350/S (7) – N350/M (8) – N350/L (9)

**Imballo:** 100 pezzi/scatola; 10 scatole/cartone

**Carico di rottura (455-2:2009/A1):** ≥ 6N

**CONFORMITA' E PRESTAZIONI**

 Dispositivo Medico CLASSE I Dir. 93/42/CEE – Dir 2007/47/CEE – EN 455 1,2,3, & 4  
Dispositivo Protezione Individuale cat I solo per rischi minori – Reg UE 2016/425 - EN420 – EN374

**ISO 2859:** AQL 1,5 (livello G1)

**CONSIGLI DI UTILIZZO**

- Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato, può essere utilizzato per usi generici
- Guanto senza acceleranti e senza contenuto di zolfo
- Guanto privo di polvere, consigliato anche alle persone allergiche e/o sensibili all'amido di mais

**AVVERTENZE**

- Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo
- Evitare il contatto con agenti aggressivi quali olii, grassi, acidi, idrocarburi ed altri aggressivi chimici
- Il guanto è un dispositivo soggetto a usura per cui si raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui si vedano imperfezioni
- Indossare i guanti con le mani asciutte e pulite
- In rari casi si possono verificare reazioni cutanee transitorie e reazioni di ipersensibilità. In caso di reazione sospendere l'utilizzo
- Leggere attentamente la Nota Informativa prima dell'utilizzo del guanto

**CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO**

Conservare i guanti nella confezione originale, in luogo asciutto.  
Non esporre alla luce del sole e a fonti di calore.



I guanti devono essere smaltiti secondo le normative locali.